



COMFOCARE

COMFORTABEL

VEILIG

LEVENSLOOPBESTENDIG

WONEN & WERKEN

Kompy Nano 4G Personenalarmknop

Verbeterde real-time positionering
door update interval van 10 seconden

Uitstekende locatiebepaling
door gebruik van GPS en Wifi

Geofence en
dwaaldetectie

Verlaagd energiegebruik
en verbeterde batterijduur



IP 66 waterdichte
uitvoering

Duidelijke spreek &
luisterfunctie

Geoptimaliseerde valdetectie
met instelbare gevoeligheid

Formaat 47 mm x 16mm
Gewicht van 38 gram



COMFOCARE

www.comfocare.nl
info@comfocare.nl
+31 (0)46 234 01 01
[ComfocareNL](https://www.facebook.com/ComfocareNL)

De Komy Nano 4G is een bijzonder slimme handzender/alarmknop, is volledig waterdicht en bijna zo mooi als een sieraad. De zender wordt meestal aan een passend koordje om de hals gedragen maar kan ook als polsband of met een clip aan de kleding gedragen worden:



Kenmerken:

- ✓ 47 mm diameter, 16 mm dik en 38 gram
- ✓ Kan gedragen worden als horloge
- ✓ Bluetooth en wifi indoor positionering
- ✓ Nauwkeurige GPS-positiesbepaling buitenshuis
- ✓ Volledig waterdicht (IP66)
- ✓ Vernieuwde mechanisch vergrendelende magnetische oplaadkabel
- ✓ Geïntegreerde 4G SIM-kaart (eSIM)
- ✓ Uitstekende spreek/luister verbinding
- ✓ Batterijduur van 24 uur tot meerdere dagen instelbaar
- ✓ Nauwkeurigheid < 10 m (vrije lucht)
- ✓ Beschikt over een NFC chip, onder andere toepasbaar voor deurontgrendeling.



Komy Smartphone-app